


# Camilla cromoterapia Boreal

ref: E-1361



## ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO / GOOD SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE MERCI

Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Lenght Lunghezza	cm	Peso Neto Net Weight Peso Netto	kg	N° de bultos N. of packages N° dei Colli
88		66 - 83		210		157,5		1

## ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / PACKAGING SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE IMBALAGGIO

Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Lenght Lunghezza	cm	Peso Bruto Gross Weight Peso Lordo	kg	Bulto Package Pachetto	Contenido Content Contenuto	CBM
212		55		92		192,5		1	E-1361	1,07

## OBSERVACIONES / COMMENTS / COMMENTI

- Elevación eléctrica.
- Reclinación respaldo eléctrica.
- Elevación pies eléctrica.
- Cromoterapia.
- Colchón de agua.
- Sistema calefacción.
- Reposabrazos móviles a gas.
- Armario auxiliar inferior.
- Base con 3 enchufes.
- Posibilidad conexión en serie.
- Control remoto.
- Tapizado de serie: blanco estética.
- Tapizado opcional: cualquier color de la carta.

# Camilla Boreal

Boreal couch

ref: E-1361

---

**ES. Instrucciones de montaje**

EN. Assembly instructions



**italor**

### Cómo llenar las bolsas de agua.

1. Aflojar los tapones y llene cada bolsa con 22 litros de agua, después apriete los tapones.
2. Coloque las bolsas paralelas en la superficie de la camilla.

### How to fill the bags with water.


1. Loose the threaded holes and fill 22kg cool water into each water adn the tighten.
2. Put the water bags parallel on the bed surface.

### Cómo cambiar el agua.

1. Retire las bolsas de la camilla, en un lavabo abrir los tapones y vaciar.
2. Poner un agente purificador, mover y volver a vaciar.

### How to change water.

1. Take away the bags from the bed carefully. Then remove the bags to the washroom and open the threaded holes to pour out the water.
2. Pour the water purifying agent in the bags firstly. Then fill the bags with water and tighten.




### Cómo quitar las bolsas de agua.

Siempre asegúrese de quitar las bolsas con las dos manos como se muestra en el dibujo, en caso contrario se pueden romper.


### How to remove the water bags.

Always ensure to remove the bags with two hands as the below sketch showing. So they can not be broken.








No tirar de la costura alrededor de la bolsa, con el fin de mantener las bolsas en buen estado.

Do not pull the stitching around the bags, in order to keep the bags well.



## Control. Handset.





- ①  Presionar para ajustar la altura.  
Press to adjust the bed up or down.
- ②  Presionar para ajustar el ángulo del respaldo.  
Press to adjust the backrest angles.
- ③  Presionar para ajustar el reposapiés.  
Press to adjust the footrest.
- ④  Presionar para elegir la temperatura.  
Press to choose the temperature of the bed.

### Elección temperatura. Temperature choice.

Rango de tolerancia: +5°  
Tolerance range: +5°


Apagar el sistema de calefacción cuando la temperatura llegue a la elegida por el cliente.  
Please turn off the heating system when the temperature of the bed reach the client's favorite degree (28°C-48°C).




- ⑤  Presionar para cambiar las luces de cromoterapia.  
Press to change the color lights.

## Function. Función.


### 1. Ajuste altura. Height adjusting.



### 2. Ajuste respaldo. Backrest adjusting.




### 3. Ajuste reposapiés. Footrest adjusting.





### 4. Ajuste brazos. Armrest adjusting.

Mueva el mango para ajustar los brazos, como indica la flecha.

Move the handle to adjust the armrests as the arrow direction.





## MANTENIMIENTO

### 1. Limpieza diaria.

Puede usar una toalla seca y suave.

### 2. Eliminar suciedad.

Usar toalla húmeda con jabón neutro y un paño suave para secar.

### 3. Está prohibido usar benzoz, disolvente, gasolina o diluyentes.

Estos productos pueden dañar el cuero y provocar corrosión en la apariencia del producto.

### 4. Entorno operativo.

No instalar bajo la luz directa del sol o la humedad, de lo contrario el producto puede sufrir daños.

5. La temperatura idónea para usar el producto es entre -5 grados y 50 grados, y una humedad entre el 45 y 85%.

## MAINTENANCES

### 1. Daily cleaning.

You can wipe out the dust by using soft dry towel.

### 2. Eliminating the heavy dirt.

As we all know, it is hard to eliminate the heavy dirt by using normal dry towel. In this case, you can use soft towel with diluted neutral detergent to clean it first. And then you can use dry towel to scrub.

### 3. It's prohibited to use benzene, diluent, gasoline or other solvent.

These solvents may damage the leather or it may cause the corrosion of the products' appearance.

### 4. Storage and operating environment.

Don't put the product under the strong sunlight and moisture environment. Otherwise it may cause the damages of the product.

5. It is allowed to use this product under the temperature from -5°C to 50°C and the humidity from 45% to 85%.

ITALORCA, S.L.  
Pol. Ind. Saprelorca. Buzón 72  
Avda. Río Guadalentín, D14  
30817 Lorca (Murcia)

Tlf. Sede Central: 968 476 411  
Mail: [italor@italor-spain.com](mailto:italor@italor-spain.com)

Contacto comercial  
Tlf.: 636 398 099  
Mail: [comercial@italor-spain.com](mailto:comercial@italor-spain.com)

Atención Técnica al Cliente  
Tlf.: 671 685 758  
Mail: [sat@italor-spain.com](mailto:sat@italor-spain.com)



[www.italor-spain.com](http://www.italor-spain.com)